



WTB 2000

Cod. 22.0218.95

Descrizione

Le bilance della serie WTB sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio.

Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili.

Il piatto di pesata in acciaio inox di 115 mm di diametro è dotato di protezione antivento in plastica di forma quadrata e altezza 80 mm.

Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Un'uscita seriale RS-232 completa le dotazioni di serie.

La calibrazione è esterna.

Principali funzioni:

- conteggio pezzi;
- determinazione densità;
- peso percentuale;
- pesata animali vivi;
- peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

Dati tecnici

Portata (g)	2000
Precisione (mg)	10
Sensibilità (mg)	--
Calibrazione	esterna

Dimensione piatto (LxP mm)	125 x 145
Ripetibilità (mg)	30
Linearità (mg)	±30
Dimensioni(LxPxH mm)	174 x 244 x 78
Peso (kg)	--
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	120-230 / -- / --