



IMAGE SLIDER

Cod. 22.7921.99

Descrizione

Nuovo apparecchio per gel-documentation integrato: fotocamera, dark room e transilluminatore a LED.

Molto facile da usare, con cassetto estraibile per la manipolazione del campione, molto sicuro perchè usa luce BLU LED non dannosa per la retina e sicura per il DNA.

Interfaccia USB, che permette di non togliere e rimettere continuamente la memory card.

Estremamente comodo con monitor LCD ruotabile per poter vedere meglio l'immagine e ottenere migliori fotografie.

Caratteristiche della fotocamera:

- 12,2 Mpixel effettivi
- Lenti Fuji 15x
- Multifunzione: Automatico, a Priorità di Diaframma, a Priorità di Scatto e completamente manuale
- Scelta ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400
- Uscita Video: NTSC/PAL selezionabile
- Memory card interna SD/SDHC
- Monitor LCD ruotabile- 0-90 gradi
- Porta USB
- Collegabile alla stampante

Caratteristiche del monitor LCD:

- Display 180,72x94,27 mm
- Visualizzazione 16:9

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	385x415x455
Visualizzazione di superficie (mm)	160x200
Peso (kg)	18
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	100/240V