



## Modello BASIC

Cod. 09.0700.45

### Descrizione

Per lavorare "in qualità" e seguire le norme GLP (Buona Pratica di Laboratorio) i dosatori Fortuna Optifix non possono non essere presi in considerazione. • Hanno tutti i marchi di sicurezza TUV e GS - Certificazione di conformità "H" • Sono disponibili in 4 differenti versioni per ogni specifica esigenza. • Ogni modello è distinto da un codice colore e la capacità varia da 1 ml fino a 500 ml. • Ottima accuratezza e precisione di dosaggio (vedere le tabelle per le varie capacità). • Vengono forniti completi di 2 adattatori e tubo di scarico, ma senza il recipiente di raccolta. Modello BASIC Per il dosaggio degli acidi di base e degli acidi cristallini (per es. soluzione di potassio caustico, acido cloridrico 25% ecc.). Pistone di erogazione con rivestimento in Teflon. Autoclavabile a 134 °C.

### Dati tecnici

<b>Modello</b>	BASIC - COLORE GIALLO
<b>Capacità (ml)</b>	10 - 50
<b>Divisione</b>	1,0