

PT-DA 05/2EC-E085

Cod. 23.9099.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,1-5 PT-DA 05/2EC-E085



Descrizione

PT-DA 05/2EC-E085 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 0,1÷5-Diametro statore (mm): 5-Diametro rotore (mm): 3 -Profondità di immersione (mm): 85 -
Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L

- - Qualsiasi operazione di dispersione standard.
 - Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
 - Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
 - Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
 - Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
 - Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
 - Disagglomerazione di strutture cellulari.
 - Intensa miscelazione.

Dati Tecnici