

PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2615.24

Provette coniche in vetro per centrifuga lisce dim. 17x115 mm confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche

- bordo diritto
- vetro spessore 0,9/1

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	17 x 115
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)
01.2600.23	PROVETTE CONICHE	16 x 105
01.2615.24	PROVETTE CONICHE	17 x 115