

PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2705.23

PROVETTE CONICHE IN VETRO PER CENTRIFUGA GRADUATE ML 10
16X105 MM CF 100



Descrizione

Provette a bordo diritto, vetro spessore 0,9/1, in confezione da 100 pezzi, graduazione bianca.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (ØxH mm)	16 x 105
Divisione (ml)	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2705.23	PROVETTE CONICHE	10	16 x 105
01.2715.24	PROVETTE CONICHE	15	17 x 115