


PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2715.24

PROVETTE CONICHE IN VETRO PER CENTRIFUGA GRADUATE ML 15
17X115 MM CF 100



Descrizione

Provette a bordo diritto, vetro spessore 0,9/1, in confezione da 100 pezzi, gradazione bianca.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17 x 115
Divisione (ml)	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2705.23	PROVETTE CONICHE	10	16 x 105
01.2715.24	PROVETTE CONICHE	15	17 x 115