

PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2675.24

Provette coniche in vetro per centrifuga lisce con tappo dim. 17x115 mm
confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- con cono complete di tappo polipropilene.
- Vetro spessore mm 0,9/1.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)

17 x 115

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)
01.2650.23	PROVETTE CONICHE	16 x 105
01.2675.24	PROVETTE CONICHE	17 x 115