

PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2755.23

PROVETTE CONICHE IN VETRO PER CENTRIFUGA GRADUATE CON
TAPPO ML 10 16X105 MM CF 100



Descrizione

Provette graduate complete di tappo polipropilene. Vetro spessore mm 0,9/1. Confezione da 100 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (ØxH mm)	16 x 105
Divisione (ml)	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2755.23	PROVETTE CONICHE	10	16 x 105
01.2765.24	PROVETTE CONICHE	15	17 x 115