

# PROVETTE CONICHE

Cod. 01.2765.24

PROVETTE CONICHE IN VETRO PER CENTRIFUGA GRADUATE CON  
TAPPO ML 15 17X115 MM CF 100



## Descrizione

Provette graduate complete di tappo polipropilene. Vetro spessore mm 0,9/1. Confezione da 100 pezzi.

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacità (ml)       | 15       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 17 x 115 |
| Divisione (ml)      | 1/10     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto         | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) |
|------------|------------------|---------------|---------------------|
| 01.2755.23 | PROVETTE CONICHE | 10            | 16 x 105            |
| 01.2765.24 | PROVETTE CONICHE | 15            | 17 x 115            |