



MICROPROVETTE TAPPO CAPP

Cod. 07.4131.99

Microprovette per PCR con tappo piano ml 0,2 cf 20 imballo 1000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Per **PCR Expell** progettate per adattarsi alla maggior parte dei termociclatori di uso comune.
- Il fondo a V delle microprovette consente il recupero totale del campione e i pozzetti di polipropilene a pareti sottili consentono un'ottima trasmissione della temperatura, riducendo al minimo la condensa.
- Tappo piano ergonomico studiato per un'apertura facile e sicura con una sola mano.
- Completamente autoclavabili, sono prodotto con materiale di primissima qualità, estremamente trasparenti.
- Certificate RNase/DNase - DNA/RNA - Free Pyrogens.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,2
Confezione (pezzi)	1000 (busta)
Imballo (pezzi)	20/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
07.4132.99	MICROPROVETTE TAPPO CAPP	0,1
07.4131.99	MICROPROVETTE TAPPO CAPP	0,2

