

MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA CAPP

Cod. 07.4133.99

Microprovetta da centrifuga 0,5 ml cf 1000x10



Descrizione

Microprovette per centrifuga graduate EXPell sviluppate per resistere ad alte forze centrifughe e variazioni termiche, preservano l'integrità del campione. Indicate per centrifugazioni fino a 20000xg con rotore ad angolo fisso. Disponibili in 3 volumi: 0,5 mL, 1,5 mL e 2,0 mL. Realizzate in PP vergine, le microprovette per centrifuga Expell sono sterili, certificate DNase, RNase e Pyrogen.

Completamente autoclavabili, tappo ergonomico disegnato per apertura e chiusura facile e sicura con una mano (sistema di chiusura click-lock per provette 1,5/2 ml), graduate.

Caratteristiche:

- Operazione di apertura / chiusura con una sola mano.
- Perfetta protezione di tenuta e evaporazione.
- Interno lucido per impedire l'adesione delle proteine.
- Elevata chiarezza per una buona visibilità del campione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,5
Confezione (pezzi)	1000 (busta)
Imballo (pezzi)	10x1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)		Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.4133.99	MICROPROVETTE CENTRIFUGA CAPP	DA	0,5	1000 (busta)	10x1000
07.4135.99	MICROPROVETTE CENTRIFUGA CAPP	DA	1,5	500 (busta)	20x500
07.4136.99	MICROPROVETTE CENTRIFUGA CAPP	DA	2	500 (busta)	16x500
