

PROVETTA PER CENTRIFUGA

Cod. 01.2820.48



Provette per centrifuga fondo tondo in vetro DURAN® diametro x altezza 56X147 ml 250

Descrizione

Caratteristiche:

- Per centrifuga in vetro Duran®
- fondo tondo
- a forte spessore (mm 2)
- orlo molato per grandi volumi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Dimensioni (ØxH mm)	56 x 147

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2820.23	PROVETTA PER CENTRIFUGA	12	16 x 100
01.2820.31	PROVETTA PER CENTRIFUGA	25	24 x 100
01.2820.39	PROVETTA PER CENTRIFUGA	50	34 x 100
01.2820.41	PROVETTA PER CENTRIFUGA	80	40 x 115
01.2820.43	PROVETTA PER CENTRIFUGA	80	44 x 110

01.2820.48	PROVETTA PER CENTRIFUGA	250	56 x 147
------------	-------------------------	-----	----------
