



DT 97

TERMOIGROMETRO DOPPIO DISPLAY

Cod. 02.2335.94

Termoigrometro digitale portatile doppio display modello DT 97

Descrizione

Termoigrometro digitale portatile e da parete con doppio display per temperatura e umidità.

Dati Tecnici

Campo di misura UR (%)	10÷99
Risoluzione UR (%)	±1÷±5
Campo di misura (° C)	-10÷+60
Risoluzione (° C)	0,1
Accuratezza (° C)	-
Dimensioni (LxPxH mm)	100x110x20
Peso (kg)	-