



DIGITALI DHS 201 T

Cod. 08.4031.83

ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN PLASTICA CAVO FISSO BNC 201 T

Descrizione

Elettrodo digitale di pH combinato, con memoria dati dell'ultima calibrazione e lotto di produzione per tutti i pHmetri con funzione DHS.

Caratteristiche:

- Sensore di temperatura incorporato.
- Corpo in plastica per usi generali.
- Dimensioni (LxØ mm. 120x12).
- Cavo fisso con spina BNC e connettore per sensore.
- Riempimento a gel con setto poroso.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷60
Corpo	plastica
Elettrolita	-
Diaframma	-
Elemento di riferimento	-