



DIGITALI DHS T-BNC

Cod. 08.4032.83

ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN VETRO CAVO FISSO BNC T-BNC
DHS

Descrizione

Elettrodo digitale di pH combinato, con memoria dati dell'ultima calibrazione e lotto di produzione per tutti i pHmetri con funzione DHS.

Caratteristiche:

- Corpo in vetro e membrana cilindrica per usi generali.
- Dimensioni (Ø mm. 12).
- Cavo fisso con spina BNC +RCA Cinch.
- Eccellente resistenza chimica e facile da pulire.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷+100
Corpo	plastica
Elettrolita	KCl 3M ricaricabile
Diaframma	-
Elemento di riferimento	-