



DIGITALI DHS 2PORE T DHS

Cod. 08.4033.83

ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN VETRO A PENETRAZIONE 2PORE T

Descrizione

Elettrodo digitale di pH combinato con sensore di temperatura NTC , per misure a penetrazione con punta da 6 mm per formaggi e carne.

Caratteristiche:

- Cavo fisso spina BNC+ Cinch da 1 m.
- Dimensioni (LxØ mm 35x6).
- Riempimento a polimero esente da manutenzione.
- Idoneo per strumento pH7 e pH70.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷60
Corpo	plastica
Elettrolita	-
Diaframma	-
Elemento di riferimento	-

