

RACCORDI CONO MASCHIO

Cod. 01.2980.19

RACCORDI C/M NS 14/23, RUBINETTO DIRITTO PTFE NS 12,5 FORO
1,5/2MM



Descrizione

Raccordi in vetro, cono maschio con rubinetto PTFE, tubetto diritto, vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Maschio (NS) 14/23

Varianti

Codice	Prodotto	Maschio (NS)
01.2980.19	RACCORDI CONO MASCHIO	14/23
01.2980.34	RACCORDI NS 29/32	29/32