

TESTER PH 1

Cod. 08.4038.83

TESTER PH 1



Descrizione

pH 1 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione, 1 x 55ml pH 7 e pH 4 soluzioni tampone colorate, 1 x10 ml soluzione di conservazione per elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta.

Caratteristiche principali

- Ampio display LCD
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione.
- Indicatore di misura stabile.
- Compensazione automatica della temperatura.
- 1÷2 punti di calibrazione.
- 3 tamponi USA in memoria.

Dati Tecnici

Scala	0÷14 pH
Risoluzione	0,1
Precisione	±0,1
Calibrazione	-
Compensazione temperatura (° C)	automatica
Dimensioni (Ø x L mm)	35x175
Peso (g)	120

Alimentazione

4 x 1.5V
