

TESTER pH 5 KIT FOOD

Cod. 08.4040.83

TESTER pH 5 KIT FOOD



Descrizione

Tester pH 5 Kit FOOD, include : strumento, 1 x55ml pH 7 e pH 4 soluzioni tampone colorate, 1 x10 ml soluzione di conservazione per elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta

Caratteristiche principali

- Ampio display LCD
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione.
- Indicatore di misura stabile.
- Compensazione automatica della temperatura.
- 1÷3 punti di calibrazione.
- 5 tamponi USA in memoria.
- Funzione mV per test qualità elettrodo pH o per collegare il sensore ORP per la misura del potenziale redox.
- Con sensore di pH a penetrazione sostituibile.
- Elettrodo con polimero e doppio setto poroso aperto, esente da manutenzione.
- Sensore di temperatura incorporato.
- Funzione mV per testare la qualità dell'elettrodo.

Dati Tecnici

Scala pH	-2÷16,0
Scala temperatura (° C)	-
Risoluzione pH	0,01
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione pH (a 20° C)	±0,01

Precisione temperatura (a 20° C)	-
Calibrazione	manuale 1÷3 punti
Elettrodo pH	Si
Dimensioni (Ø x L mm)	35x175
Peso (g)	130
Alimentazione	batterie, 4x1,5 V