

TESTER ORP 5 KIT

Cod. 08.4041.83

TESTER ORP 5 KIT



Descrizione

ORP 5 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio extra per la calibrazione, 1 x 55ml 468mV soluzione standard, 1 x10 ml soluzione di conservazione per elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta.

Caratteristiche principali

- Ampio display LCD.
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione.
- Indicatore di misura stabile.
- Compensazione automatica della temperatura.
- 1÷3 punti di calibrazione.
- 5 tamponi USA in memoria.
- Funzione mV per collegare il sensore ORP per la misura del potenziale redox.
- Scala mV ± 1000 mV.

Dati Tecnici

Risoluzione (mV)	0,1/1
Precisione mV (a 20° C)	-
Dimensioni (Ø x L mm)	35X175
Peso (kg)	130
Alimentazione	4x1,5V batterie AAA

