

RACCORDI NS 14/23

Cod. 01.2990.19



RACCORDI CONO MASCHIO CON RUBINETTO PTFE PIEGATO 14/23

Descrizione

Raccordi in vetro, cono maschio con rubinetto PTFE, tubetto piegato, vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Maschio (NS)	14/23
--------------	-------

Varianti

Codice	Prodotto	Maschio (NS)
01.2990.19	RACCORDI NS 14/23	14/23
01.2990.34	RACCORDI CONO MASCHIO CON RUBINETTO PTFE PIEGATO	29/32