

SC 11/7

Cod. 22.2631.78

Contenitore criobiologico piccola capacità MVE modello SC11/7



Descrizione

Contenitori criobiologici MVE serie SC in alluminio a media capacità progettati per l'utente che desidera mantenere a temperature criogeniche (circa -196° C) un numero limitato di campioni per lunghi periodi di stoccaggio. Richiedono un basso consumo di azoto in un comodo e leggero sistema di conservazione. Il super isolamento e la tecnologia del vuoto utilizzati rendono i contenitori MVE primi per prestazioni.

Vengono forniti completi di tappo e n. 6 canister.

Dati Tecnici

Capacità azoto (l)	11,0
Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm	150
Apertura collo (mm)	55,4
Dimensioni esterne (ØxH mm)	260x549
Dimensioni canisters (ØxH mm)	41,9x279
Peso a vuoto (kg)	7,7
Peso pieno (kg)	16,6

Accessori/Correlati

23.9620.99

11905817
Allarme di livello.