

RACCORDI CONO MASCHIO



Cod. 01.3010.19

TUBO IMMISSIONE ARIA, CONO M. 14/23 E TUBETTO PIEGATO

Descrizione

Tubo per immissione aria, cono maschio, vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Maschio (NS)	14/23
Tipo	pescante piegato

Varianti

Codice	Prodotto	Maschio (NS)	Tipo
01.3000.19	RACCORDI CONO MASCHIO	14/23	pescante diritto
01.3000.34	RACCORDI CONO MASCHIO	29/32	pescante diritto
01.3010.34	RACCORDI CONO MASCHIO	29/32	pescante piegato
01.3010.19	RACCORDI CONO MASCHIO	14/23	pescante piegato