

# BUDGET C-B5

Cod. 22.9289.99

B5 camera, 5.1 MP CMOS, USB2.0, con adattatori universali per oculari



## Descrizione

Le convenienti telecamere OPTIKA C-B sono generalmente consigliate per applicazioni di base/generali nell'istruzione e nell'uso domestico.

Con i modelli C-B , si ottiene una velocità di trasmissione più veloce tramite la connessione USB 3.0, ideale soprattutto su campioni in movimento

Caratteristiche:

- Funzionamento semplice, senza conducente
- Collegamento universale a qualsiasi marca di microscopi
- Connessione diretta per oculare e trino
- Immagini nitide da 1,3 MP
- Affidabilità del colore affidabile
- Obiettivo di proiezione C-Mount e anelli inclusi
- Cavo USB e vetrino di calibrazione inclusi
- Software scaricabile e gratuito
- OPTIKA ProView e LiteView per Windows
- OPTIKA LiteView per Mac OS o Linux

## Dati Tecnici

## Varianti

Codice

Prodotto

|            |               |
|------------|---------------|
| 22.9286.99 | BUDGET C-B1   |
| 22.9288.99 | BUDGET C-B3A  |
| 22.9289.99 | BUDGET C-B5   |
| 22.9290.99 | BUDGET C-B10+ |
| 22.A000.71 | BUDGET C-B25+ |