



RACCORDI PER DISTILLAZIONE SEMPLICI TUBOLATURA LATERALE

Cod. 01.3160.34

TESTE DI DISTILLAZIONE SEMPLICE, C/F 14/23, DUE CONI M. 29/32

Descrizione

Raccordi in vetro per distillazioni semplici. Vetro borosilicato, tubolatura laterale inclinata. Cono femmina superiore 14/23.

Dati Tecnici

Coni maschio inferiori e laterale (NS)	29/32
Cono femmina superiore (NS)	14/23

Varianti

Codice	Prodotto	Coni maschio inferiori e laterale (NS)
01.3160.19	RACCORDI PER DISTILLAZIONE SEMPLICI TUBOLATURA LATERALE	14/23
01.3160.34	RACCORDI PER DISTILLAZIONE SEMPLICI TUBOLATURA LATERALE	29/32