

# RACCORDI PER DISTILLAZIONE LIEBIG

Cod. 01.3200.75

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CON LIEBIG MANT. 300MM



## Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata).

Cono femmina superiore 14/23 e n°2 coni maschio laterali 29/32.

## Dati Tecnici

|               |     |
|---------------|-----|
| Mantello (mm) | 300 |
|---------------|-----|

## Varianti

| Codice     | Prodotto                          | Mantello (mm) |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 01.3200.75 | RACCORDI PER DISTILLAZIONE LIEBIG | 300           |
| 01.3200.77 | RACCORDI                          | 400           |