



RACCORDI PER DISTILLAZIONE LIEBIG

Cod. 01.3200.75

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CON LIEBIG MANT. 300MM

Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata).

Cono femmina superiore 14/23 e n°2 coni maschio laterali 29/32.

Dati Tecnici

Mantello (mm) 300

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3200.75	RACCORDI PER DISTILLAZIONE LIEBIG	300
01.3200.77	RACCORDI	400