

RACCORDI

Cod. 01.3200.77

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CON LIEBIG MANT. 400MM



Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata).

Cono femmina superiore e coni maschio laterali.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	400
Maschio (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3200.75	RACCORDI PER DISTILLAZIONE LIEBIG	300
01.3200.77	RACCORDI	400