

# RACCORDI

Cod. 01.3210.77

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CON LIEBIG MANT. 400MM E PRESA VUOTO



## Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata) e presa per il vuoto

Cono femmina superiore e coni maschio laterali.

## Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	400
Maschio (NS)	29/32

## Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3210.75	RACCORDI	300
01.3210.77	RACCORDI	400