

RACCORDI PER DISTILLAZIONE TUBOLATURA LATERALE



Cod. 01.3165.19

TESTE DI DISTILLAZIONE SECONDO CLAISEN, DUE C/F 14/23, DUE C/M 14/23

Descrizione

Raccordi per distillazione secondo Claisen, coni normalizzati in vetro borosilicato.

N° 2 coni femmina e n° 2 coni maschio.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	-
Maschio (NS)	14/23

Varianti

Codice	Prodotto	Maschio (NS)
01.3165.19	RACCORDI PER DISTILLAZIONE TUBOLATURA LATERALE	14/23
01.3165.34	RACCORDI NS 29/32	29/32