

RACCORDI PER DISTILLAZIONE SECONDO CLAISEN



Cod. 01.3205.75

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CLAISEN CON LIEBIG MANT. 300MM

Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione secondo Claisen con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata).
N°2 coni femmina superiori e n°2 coni maschio laterali.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	300
Maschio (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3205.75	RACCORDI PER DISTILLAZIONE SECONDO CLAISEN	300
01.3205.77	RACCORDI	400