

RACCORDI

Cod. 01.3205.77

RACCORDO PER DISTILLAZIONE CLAISEN CON LIEBIG MANT. 400MM



Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione secondo Claisen con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata). Coni femmina superiori e coni maschio laterali.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	400
Maschio (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3205.75	RACCORDI PER DISTILLAZIONE SECONDO CLAISEN	300
01.3205.77	RACCORDI	400