


RACCORDI PRESA PER VUOTO

Cod. 01.3215.75



RACCORDO PER DISTILLAZIONE CLAISEN CON LIEBIG MANT. 300MM E PRESA VUOTO

Descrizione

Raccordi in vetro borosilicato per distillazione secondo Claisen con refrigerante inclinato di Liebig (canna saldata) e presa per il vuoto. N°2 coni femmina superiori e n°2 coni maschio laterali.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	300
Maschio (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3215.75	RACCORDI PRESA PER VUOTO	300
01.3215.77	RACCORDI PRESA PER VUOTO	400