

MPW 352 RH

Cod. 22.9318.99

Centrifuga refrigerata/riscaldata da banco per usi generali MPW modello MPW352RH



Descrizione

La centrifuga MPW-352RH è una centrifuga da banco con riscaldamento e raffreddamento per uso generale. E' un modello di centrifuga universale ad alte prestazioni da utilizzare in laboratori medici, biochimici, veterinari, industriali e di altro tipo. Fornisce parametri di centrifuga elevati, precisione e ripetibilità dei processi.

Caratteristiche principali:

- Raffreddamento e riscaldamento.
- Funzione di avvio ritardato.
- Efficace sistema di ventilazione.
- Motore a induzione esente da manutenzione.
- Raffreddamento iniziale durante la centrifugazione FAST COOL.
- Ampio display grafico LCD.
- Visualizzazione simultanea dei valori di velocità preimpostati e attuali, RCF.
- 99 programmi utente.
- 10 caratteristiche di accelerazione / decelerazione.
- Apertura automatica del coperchio.
- Blocco delle funzionalità selezionate, protezione con password.

Vasta gamma di rotori e adattatori (vedere accessori).

Dati Tecnici

Capacità massima (ml)	1000
Velocità massima (rpm)	18000
Massima accelerazione (RCF _{xg})	30065

Refrigerazione (° C)	-20 ÷55
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	443x695x380
Rumorosità (dB-A)	56
Timer	Sì
Peso (kg)	65,7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/980

Accessori/Correlati

23.8207.99	11199 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.7855.99	11457 Rotore ad angolo fisso a 6 posti per provette Falcon® 50 ml con coperchio ermetico max RPM 10000.