


RACCORDI PRESA PER VUOTO

Cod. 01.3215.77



RACCORDO PER DISTILLAZIONE CLAISEN CON LIEBIG MANT. 400MM E PRESA VUOTO

Descrizione

Raccordi in vetro per distillazione secondo Claisen con refrigerante inclinato di Liebig e presa per vuoto (canna saldata): Coni femmina superiori e coni maschio, laterale curvato.

Dati Tecnici

Femmina (NS)	14/23
Mantello (mm)	400
Maschio (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Mantello (mm)
01.3215.75	RACCORDI PRESA PER VUOTO	300
01.3215.77	RACCORDI PRESA PER VUOTO	400