

REFRIGERANTI ALLIHN

Cod. 01.3370.79

Refrigerante di ALLIHN a 10 bolle, mantello mm 500, coni maschio/femmina NS 29/32



Descrizione

Caratteristiche:

- a bolle sferiche
- in vetro borosilicato
- 2 coni a smerigliatura normalizzata NS 29/32.

Dati Tecnici

Bolle (nr)	10
Lunghezza mantello (mm)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Bolle (nr)	Lunghezza mantello (mm)
01.3370.69	REFRIGERANTI ALLIHN	4	200
01.3370.75	REFRIGERANTI ALLIHN	6	300
01.3370.77	REFRIGERANTI ALLIHN	8	400
01.3370.79	REFRIGERANTI ALLIHN	10	500