

REFRIGERANTI LIEBIG

Cod. 01.3400.69

Refrigerante di LIEBIG, mantello mm 200, coni maschio/femmina NS 29/32



Descrizione

Caratteristiche:

- a canna saldata
- vetro borosilicato
- 2 coni a smerigliatura normalizzata NS 29/32.

Dati Tecnici

Lunghezza mantello (mm)	200
-------------------------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza mantello (mm)
01.3400.69	REFRIGERANTI LIEBIG	200
01.3400.75	REFRIGERANTI LIEBIG	300
01.3400.77	REFRIGERANTI LIEBIG	400
01.3400.79	REFRIGERANTI LIEBIG	500