



# INSTABAG® BPW

Cod. 14.7237.99

Sacchetti INSTABAG® BPW sterili con filtro laterale 190x300 mm cf 100

## Descrizione

Sacchetti sterili con filtro laterale in tessuto non tessuto contenenti BPW (Buffered Peptone Water) predosata disidratata in una busta solubile in acqua.

Basta mettere il campione nel sacchetto sterile e aggiungere acqua sterile nel quantitativo richiesto (90 ml o 225 ml). La busta contenente BPW si solubilizza velocemente dopo l'aggiunta di acqua e la successiva omogeneizzazione con il Bagmixer e i residui fibrosi (frustoli) vengono bloccati dal filtro.

Caratteristiche principali:

- Porosità del filtro inferiore a 250 µm.
- Compatibile con tutti i Bagmixer da 400 ml.
- Tipo di terreno: BPW usato come diluente secondo ISO 6887-11290-2-6759 e ISO 21528-1.
- Tempo di omogeneizzazione 60 secondi.
- Shel life: 12 mesi.
- Stoccaggio a temperatura ambiente fra 6 e 30°C.
- Confezione da 100 pezzi (10x10) in buste in alluminio salva spazio e con protezione a luce e umidità.
- Conformi a ISO 6887-1 e FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual).

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x300
Buste (pezzi)	10
Confezione (pezzi)	100
Volume di acqua da aggiungere (ml)	225

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume di acqua da aggiungere (ml)
14.7236.99	INSTABAG® BPW	90
14.7237.99	INSTABAG® BPW	225