

REFRIGERANTI SERPENTINA

Cod. 01.3430.75

Refrigerante a serpentina, mantello 300 mm, coni maschio/femmina NS 29/32



Descrizione

Caratteristiche:

- a serpentina
- vetro borosilicato
- 2 coni a smerigliatura normalizzata NS 29/32.

Dati Tecnici

Lunghezza mantello (mm)	300
-------------------------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza mantello (mm)
01.3430.69	REFRIGERANTI SERPENTINA	200
01.3430.75	REFRIGERANTI SERPENTINA	300
01.3430.77	REFRIGERANTI SERPENTINA	400
01.3430.79	REFRIGERANTI SERPENTINA	500