


# TAPPI PP

Cod. 01.3820.44

Tappo a vite blu PP filettatura ISO GL 45



## Descrizione

Caratteristiche:

- Colore blu
- Autoclavabili temperatura 121 °C
- Temperatura massima 140 °C
- Adatti a bottiglie con collo ISO

## Dati Tecnici

Filettatura (GL)	45
------------------	----

## Varianti

Codice	Prodotto	Filettatura (GL)
01.3820.32	TAPPI PP	25
01.3820.33	TAPPI PP	32
01.3820.44	TAPPI PP	45