


TAPPI PTB GL 32

Cod. 01.3830.33

Tappo a vite rosso PTB filettatura ISO GL 32



Descrizione

Caratteristiche:

- Colore rosso
- Autoclavabili temperatura 121 °C
- Temperatura massima 180 °C
- Adatti a bottiglie con collo ISO
- con guarnizione in silicone rivestita in PTFE

Dati Tecnici

Filettatura (GL)

32

Varianti

Codice	Prodotto	Filettatura (GL)
01.3830.32	TAPPI PBT	25
01.3830.33	TAPPI PTB GL 32	32
01.3830.44	TAPPI PTB GL 45	45