



# MULTITHERM

## TERMOMETRO DIGITALE

Cod. 02.2340.94

TERMOMETRO DIGITALE MULTITHERM -50+300°C

### Descrizione

Termometro elettronico digitale per rilevamento della temperatura massima e minima.

Selettore per letture in °C o °F.

Dotato di allarme sonoro quando la temperatura eccede dai livelli minimi e massimi impostati.

Fornito con sonda di penetrazione in acciaio inox lunghezza mm 145, diametro mm 3,5 e cavo PTFE lungo 1 mt.

### Dati Tecnici

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura (° C)             | -50÷+300                |
| Risoluzione temperatura (° C) | 0,1                     |
| Precisione (° C)              | ±1 -30 +150             |
| Dimensione (LxPxH mm)         | 140 x 75 x 27           |
| Peso (g)                      | -                       |
| Alimentazione                 | Batteria 1,5V Micro AAA |