

TAPPI PTB GL 45

Cod. 01.3830.44

Tappo a vite rosso PTB filettatura ISO GL 45



Descrizione

Caratteristiche:

- Colore rosso
- Autoclavabili temperatura 121 °C
- Temperatura massima 180 °C
- Adatti a bottiglie con collo ISO
- con guarnizione in silicone rivestita in PTFE

Dati Tecnici

Filettatura (GL)	45
------------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Filettatura (GL)
01.3830.32	TAPPI PBT	25
01.3830.33	TAPPI PTB GL 32	32
01.3830.44	TAPPI PTB GL 45	45