



ANELLI SALVAGOCCIA

Cod. 01.3835.44

Anello salvagoccia rossi per tappo ISO GL 45 conf. 10 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Colore rosso
- Autoclavabili temperatura 121 °C
- Temperatura massima 180 °C
- Adatti a bottiglie con collo ISO
- Confezione 10 pezzi

Dati Tecnici

Filettatura (GL)	45
Colore	rosso
Temperatura massima (° C)	180

Varianti

Codice	Prodotto	Filettatura (GL)	Colore	Temperatura massima (° C)
01.3825.33	ANELLI SALVAGOCCIA	32	blu	140
01.3825.44	ANELLI SALVAGOCCIA	45	blu	140
01.3835.33	ANELLI SALVAGOCCIA	32	rosso	180

01.3835.44	ANELLI SALVAGOCCIA	45	rosso	180
------------	--------------------	----	-------	-----