

# MULTISTIRRER DIGITAL 15 POSTI

Cod. 22.9393.99



Agitatore multiposizione 15 posti VELP modello MULTISTIRRER DIGITAL

### **Descrizione**

Agitatore magnetico digitale multiposizione VELP a 6 o 15 posizioni in grado di rimanere freddi anche dopo diversi giorni di utilizzo

#### Caratteristiche principali:

- · Luminoso display digitale per un accurato monitoraggio della velocità
- Esclusivo timer per il funzionamento non presidiato
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i diversi flussi di lavoro
- Funzionamento inverso regolabile (a tempo)
- SpeedServo™ assicura una velocità costante anche al variare della viscosità
- Agitazione sincronizzata, velocità uguale garantita per ciascuna posizione
- Piastra superiore resistente in acciaio inossidabile
- Ergonomico altezza molto bassa
- Gamma universale di tensione di rete/frequenza
- · Leggero, facile da spostare
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- · Avviamento graduale e rapido raggiungimento della velocità impostata
- Eccellente controllo (elettronico) della velocità
- Può termostatare campioni utilizzando un bagno termostatico
- Ideale per microtitolazione, microbiologia e biochimica

## **Dati Tecnici**

Velocità (rpm)	80÷1500
Volume trattabile (I)	3,75 (6 bicchieri forma alta ml 250)
Posti	15



Dimensioni piastra (mm)	
Classe di protezione	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	230x370x51,5
Peso (kg)	2,1
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/9
Timer	da 1 a 900 minuti in continuo

## **Varianti**

Codice	Prodotto	Volume trattabile (I)	Posti	Peso (kg)	Alimentazione/Consum o (V/Hz/W)
22.9324.99	MULTISTIRRER DIGITAL 6 POSTI	2,4 (400 ml per ogni posto)	6	1,75	220/50/3,6
22.9393.99	MULTISTIRRER DIGITAL 15 POSTI	3,75 (6 bicchieri forma alta ml 250)	15	2,1	220/50/9

# Accessori/Correlati

23 0001 88	A00001055
23.0001.00	Vaschetta per termostatazione campioni