

MULTISTIRRER 6

Cod. 22.0060.88

Agitatore magnetico senza riscaldamento 6 posti VELP modello
MULTISTIRRER 6



Descrizione

Agitatori con struttura metallica con vernice epossidica resistente ai reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere. Modelli a 6 o 15 posti.

Magneti trascinanti tipo "PCM" di elevata forza. Regolazione elettronica dei giri.

Gli agitatori rimangono freddi anche dopo molto tempo di funzionamento in continuo, caratteristica che li rende particolarmente adatti in microbiologia e biochimica.

Si possono termostatare i campioni mediante apposita vaschetta (opzionali).

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	50÷1500
Volume trattabile (l)	0,4 per posto
Posti	6
Dimensioni piastra (mm)	-
Classe di protezione	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	240x408x55
Peso (kg)	1,75
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/8

Varianti

Codice	Prodotto	Volume trattabile (l)	Posti	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.0060.88	MULTISTIRRER 6	0,4 per posto	6	1,75	220/50/8
22.0070.88	MULTISTIRRER 15	0,25 per posto	15	2,1	220/50/15

Accessori/Correlati

23.0001.88	A00001055 Vaschetta per termostatazione campioni
------------	---