

XC 34/18

Cod. 22.2638.78

Contenitore criobiologico media capacità MVE modello XC 34/18



Descrizione

Il contenitore criobiologico MVE serie XC 34/18 a media capacità è progettato per l'utente che desidera mantenere a temperature criogeniche (circa -196 °C) un numero non molto alto di campioni per lunghi periodi di stoccaggio e richiede un basso consumo di azoto in un comodo e leggero sistema di conservazione.

Il super isolamento e la tecnologia del vuoto utilizzati rendono i contenitori MVE primi per prestazioni.

Viene fornito completo di tappo e n. 6 canisters.

Dati Tecnici

Capacità azoto (l)	34,8
Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm	630
Apertura collo (mm)	89
Dimensioni esterne (ØxH mm)	464x675
Dimensioni canisters (ØxH mm)	71x279
Peso a vuoto (kg)	15,4
Peso pieno (kg)	43,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità azoto (l)	Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm	Apertura collo (mm)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni canister (ØxH mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso pieno (kg)
22.7969.99	XC 20 SIGNATURE	20,5	210	55	368x660	41,9x279	11,8	28,3
22.2636.78	XC 32/8	32	855	97	464x546	67x279	13,6	39,5
22.2637.78	XC 33/22	33,4	360	70	464x660	56x279	15,4	42,5
22.2638.78	XC 34/18	34,8	630	89	464x675	71x279	15,4	43,5
22.2640.78	XC 47/11-6	47,4	1320	127	508x673	102x279	19	54,6
22.2641.78	XC 47/11-10	47,4	1050	127	508x673	71x279	19	54,6
22.2642.78	XC 47/11-6SQ/5	47,4	750	127	508x673	-	19	54,6

Accessori/Correlati

23.2116.78	10937403 Supporto con ruote.
23.9620.99	11905817 Allarme di livello.