

TAPPI SVL

Cod. 01.3840.20



Tappo a vite con guarnizione gomma/PTFE SVL 13

Descrizione

Tappi in bachelite ideali per lavori in colture

Possono sopportare ripetuti cicli di sterilizzazione a vapore e calore secco (121 ° per 2 ore)

Dati Tecnici

Filettatura (SVL)	13
-------------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Filettatura (SVL)
01.3840.20	TAPPI SVL	13
01.3840.22	TAPPI SVL	15
01.3840.25	TAPPI SVL	18
01.3840.27	TAPPI SVL	20
01.3840.29	TAPPI SVL	22
01.3840.32	TAPPI SVL	25
01.3840.38	TAPPI SVL	30
01.3840.42	TAPPI SVL	42

01.3840.49	TAPPI SVL	60
------------	-----------	----