

TUBI PER CALCIO CLORURO

Cod. 01.3955.57

Tubi per cloruro di calcio con bolla e cono 14/23 lunghezza 100 mm



Descrizione

Tubi per calcio cloruro con bolla e raccordo con cono NS piegato vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	100
Cono (NS)	14/23

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Cono (NS)
01.3955.57	TUBI PER CALCIO CLORURO	100	14/23
01.3955.61	TUBI PER CALCIO CLORURO	120	14/23
01.3958.61	TUBI PER CALCIO CLORURO	120	29/32
01.3958.57	TUBI PER CALCIO CLORURO	100	29/32